

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #92

Informasi Instrument

Nama Instrument : pH Meter
Nomor Kontrol : 2QC-PHM-007
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 11

Informasi Verifikasi

Verification ID : 92
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 20 Feb 2026 10:01:30
Valid Hingga : 21 Feb 2026 10:01:30
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Place pH 4 Buffer	Complies	4.01	-	10:01	-
2	Place pH 7 Buffer	Complies	7.00	-	10:03	-
3	Read All Measurements	Complies	4.0100	-	10:03	-

Input Data “ Step 1: Place pH 4 Buffer

Nilai yang Dimasukkan : 4.01
Deskripsi : Rinse and insert probe in pH 4.0 buffer solution

Input Data “ Step 2: Place pH 7 Buffer

Nilai yang Dimasukkan : 7.00
Deskripsi : Insert probe in pH 7.0 buffer solution

Hasil Pembacaan Instrument “ Step 3: Read All Measurements

SevenExcellence S470
2QC-PHM-007
Date/Time 19/02/2026
08:37:17
Sensor ExpertProISM
Comment --
Status OK
Buffer gr. METTLER
TOLEDO
Europe (Ref.
25C)
User AAM
Buffer 1 4.01 pH
Actual pH 4.01 pH
Temp. 1 23.3 C ATC
Buffer 2 7.00 pH
Actual pH 6.99 pH
Temp. 2 22.9 C ATC
Slope -56.72 mV/pH
Slope (%) 95.9 %
Offset -19.3 mV
RSH
20/02/2026 10:00:33
Print format: According
to method
Printed from memory

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan	: SESUAI (Complies)
Total Step	: 3
Step Lolos (Complies)	: 3
Step Tidak Lolos	: 0
Tingkat Keberhasilan	: 100.0%